

項目	検体種	採取容器	採血後 転倒混和	遠心	分離	保存温度
免疫・ 血清一般	血液	分離剤入	必要	必要	上清を分離	冷蔵庫 (4℃)
以下の検査項目（採取容器）は検体保存条件が異なるため、指定通りお願いします						
補体価（血清）	血液	分離剤入	必要	必要	上清を分離	冷凍保存 (-20~-40℃)
補体価（血漿）	血液	EDTA-2K	必要	必要	上清を分離	冷凍保存 (-20~-40℃)
抗カルジオリピン抗体	血液	分離剤入	必要	必要	上清を分離	冷凍保存 (-20~-40℃)
インスリン (IRI)	血液	分離剤入	必要	必要	上清を分離	冷凍保存 (-20~-40℃)

