

造血器腫瘍核酸増幅同定検査

項目						
IgH (Southern blot法)						
TCRγ 再構成 (PCR法)	検体種	採取容器	採血後	遠心	分離	保存温度
IgH(CDR・)再構成(PCR法)			転倒混和			
BCL2/IgH(PCR法)	末梢血・	EDTA採血管	必要	不可	不可	保存不可
BCL1/IgH(PCR法)	骨髓血					
BCL6/IgH(PCR法)	リンパ節・胸水・腹水・腓液・胆汁	スピッツ	必要	不可	不可	保存不可
C-myc/IgH(PCR法)	組織	検体が出出し易い滅菌容器で高保湿性	必要	不可	不可	保存不可
K-ras pointmutation						
HTLV-1(Southern blot法)						
HTLV-1定量						